
日本国内仕様 SEGUF X®









▶ 腹部用ベルト(寝返り調整帯付)

¥29,000 63576000 大人用 サイズ(cm):〈腰回り〉70~110 63574610 ¥29,000 子供用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 45~75

63574810 ¥29,000

肥満用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 105~145



▶ クラッチ付 腹部用ベルト

¥30,400 63578014 サイズ:S 2121/e-S 63578012 ¥30,400 サイズ:M 2121/e-M 63578013 ¥30,400

サイズ:L 2121e/L

- ●従来の腹部用にクラッチが付く事により下方向へ の身体のズレを防止します。
- ●サイズは腹部用ベルトと同じです。



▶ ムートン付腹部用ベルト

63578015 ¥32,800 サイズ:M 2101/ef-M

¥32,800 63578016

サイズ:L 2101/ef-L

- ●腹部ムートン(ボア)付により体圧分散性、ズレ 摩擦の軽減
- ●除湿機能
- ●通気性、断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖か い素材です。
- ●サイズは腹部用ベルトと同じです。



▶ ムートンカバー腹部用

¥10.400 63578018 8012-M

- ●体圧分散性、ズレ摩擦の軽減
- ●除湿機能
- ●通気性と断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖か い素材です。





▶ ストレッチャー用腹部ベルト

63578017 5118

¥12,800

- ●ターンボタンセット×2が必要となります(別売)。 ●ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
- す (別売)。
- ●搬送時等の担架、ストレッチャー移動において身 体の固定をサポートします。





▶ 車イス用腹部ベルトクラッチ付

63578019 7156

¥28,800

- ●ターンボタンセット×2が必要となります(別売)。
- ●ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で す (別売)。
- ●クラッチ付により座位からのズレを防止します。
- ●簡単に装着でき、素早くはずせます。
- ●ウエスト部分も調節可能。





▶ 車イス用腹部ベルト

63578005

¥23,100

- ●ターンボタンセット×2が必要となります(別売)。
- ●ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で す (別売)。車イス用脚部調整帯別売です。





▶ 車イス用腰ベルトボタンタイプ

63578006

¥14.700

- ●バックレストベルトが必要となります。
- ●ターンボタンセット×1が必要となります(別売)。
- ●ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で す (別売)。





▶ コンパクト

63578011 2150/re-M

¥46,400

- ●最大限の動きを確保しながら転落防止をサポート。
- ●素早く着脱ができ、装着時のストレスも解消。
- ●身体の上方向への抜け出し、下方向へのズレを防 ぎます。



▶ クイック転落防止帯 【2222】

¥119,000 63578000T セット内容 胸部クイック調整帯 63578001 ¥21.700×1個 大腿部クイック調整帯 63578002 ¥19,600×1個 63578003 ¥13,300×1個 手部クイック調整帯 脚部クイック調整帯 63578004 ¥13,300×1個 ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン) ¥2,800×17セット ターンキー **¥1,750**×2個 合計 ¥119,000



▶ 胸部クイック調整帯セット(ターンボタンセット付)

63578001T	¥32,900
セット内容	
胸部クイック調整帯	¥21,700 ×1個
ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)	¥2,800×4セット

合計 ¥32,900



▶ 大腿部クイック調整帯 (ターンボタンセット付)

63578002T	¥30,800
セット内容	
大腿部クイック調整帯	¥19,600 ×1個
ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)	¥2,800 ×4セット
合計	¥30,800





▶ 手部クイック調整帯セット(ターンボタンセット付)

63578003T ¥24,500 セット内容 手部クイック調整帯 ¥13,300×1個

ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン) ¥2,800×4セット

合計 ¥24,500



▶ 脚部クイック調整帯セット(ターンボタンセット付)

63578004T	¥27,300
セット内容	
脚部クイック調整帯	¥13,300 ×1個
ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)	¥2,800 ×5セット
合計	¥27,300

腹部用ベルトでおなかを固定し、ベッドからの転落や離脱を防止します。また、寝返り 調整帯を使用することで、寝返りできる方向を制限したり、横向きのまま固定すること も可能です。骨折療養等で安静の必要な方の寝返り防止や長期療養中の方の床ずれ防止 などに役立ちます。



ターンボタンタイプ【2201T】

63574700T ¥40,900 子供用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 45~75 63574300T ¥40,900 大人用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 70~110 63574900T ¥40,900 肥満用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 105~145 セット内容 腹部用ベルト (寝返り調整帯×2個付き) ×1セット ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン) ×3セット ×2個 ターンキー


合計 ¥40.900

パテントボタンタイプ【2201】

¥36,500 63574700 子供用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 45~75 ¥36,500 63574300 大人用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 70~110 ¥36,500 63574900 肥満用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 105~145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

ベッドからの転落・離脱を防ぐ腹部用ベルト、および寝返りの動きを制限して身体を固 定する寝返り調整帯に、手部調整帯、脚部調整帯、抜出し防止帯をセット。手や脚の固 定、動きの制限ができるほか、ベッドからの抜出しも防止できます。



63574600T ¥92,100 子供用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 45~75 ¥92,100 63574200T 大人用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 70~110

▶ ターンボタンタイプ【2202T】

63574800T ¥92,100 肥満用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 105~145 セット内容

腹部用ベルト (寝返り調整帯×2個付き) ×1セット 手部調整帯 ×2個 ×2個 脚部調整帯 脚部用ベルト ×1個 抜出し防止帯 ×1個 ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン) ×10セット ターンキー ×2個

パテントボタンタイプ【2202】

¥78,600 63574600 子供用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 45~75

¥78,600 63574200 大人用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 70~110

63574800 ¥78,600

肥満用 サイズ (cm): 〈腰回り〉 105~145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

起き上がりの防止が必要な場合に。

上半身を固定して、ベッドからの起き上がりを防止します。安全な療養・看護のために、 ベッドから起き上がることができないよう、やむをえず上半身を固定する場合に使用し ます。

※【2201】・【2201T】をご使用の方は、別に抜出し防止帯セットが必要となります。







▶ 肩部調整帯セット (ターンボタンセット付)

63576300T

¥13.335

セット内容

肩部調整帯

¥7,735×2個1組

ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)

¥2,800×2セット

¥13,335

パテントボタンタイプ

63576300

¥10,735

パテントボタンセットでのご提供です。

セット合計 ¥10,735

- ●肩部調節帯を抜出し防止帯のバックルにつけ、ベッドのヘッドボードなどに通してから、ボタン穴部分を折り返してターンボタンで留めてください。
- 肩部調整帯の装着中は、ベッドをギャッヂアップしないでください。



腹部用ベルトだけでは動きを抑えられない場合に。 ※大人用・子供用・肥満用の3サイズ







▶ 抜出し防止帯セット(ターンボタンセット付)

63575100T

¥12,800

セット内容

抜出し防止帯

¥10,000×1個

ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)

¥2,800×1セット

¥12,800

パテントボタンタイプ

63575100 ¥11,500

手の動きを制御し、点滴などをより安全にします。 ※大人用・子供用・肥満用の3サイズ





▶ 手部調整帯セット (ターンボタンセット付)

63575400T

¥12.000

セット内容 手部調整帯

¥3.200×2個

ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)

¥2,800×2セット

¥12,000

パテントボタンタイプ

63575400 ¥9.400

脚や足首の動きを抑える必要がある場合に。 ※大人用・子供用・肥満用の3サイズ



▶ 脚部調整帯セット (ターンボタンセット付)

63575700T

¥26,400

セット内容 脚部調整帯

¥3,600×2個 ¥8,000×1個 脚部用ベルト

ターンボタンセット (ターンボタン・ターンピン)

¥2,800×4セット

¥26,400

パテントボタンタイプ

63575700

¥21,200

▶ 手部調整帯

63574230 大人用 2104-M サイズ(cm):〈手首回り〉14~20 63574630 **¥3,200**

子供用 2104-XS サイズ (cm): 〈手首回り〉 11~18

63574830

肥満用 2104-L サイズ (cm): 〈手首回り〉 20~29

¥3,200





▶ ハンドストラップ

63578010 **¥4,900**

- ●ベッドフレームに単独で取り付けにて使用するタイプです。
- ●輸液ライン、導尿等の抜去防止に。
- ※ターンボタンセット×2が必要となります(別売)。
- ※ターンボタンを解除するにはターンキーが必要です (別売)。



▶ 車イス用手部調整帯

63578008

●車イス乗車時に手部の固定に。 (マジックテープ式) ¥2,450



▶ 肩部調整帯

63574290

●全長115cm、2個1組

¥7,735



▶ 脚部調整帯

63574250 ¥3,600 大人用 2105-M サイズ (cm): 〈足首回り〉 21~27

63574650

子供用 2105-S サイズ(cm):〈足首回り〉16~22

63574850

肥満用 2105-L サイズ (cm): 〈足首回り〉 26~32

¥3,600 ¥3,600





●車イス乗車時に脚部の固定に。 (マジックテープ式)

¥10,500



▶ 脚部用ベルト

63574240 ¥8,000

大人用 2005/e-M

63574640 子供用 2005/e-S

●脚部調整帯使用の際に必要です。

¥8,000





▶ 抜出し防止帯

¥10,000

大人用 サイズ (ウエストベルトL×肩部ストラップ片側) cm:120×101

63574660 ¥10,000 子供用 サイズ (ウエストベルトL×肩部ストラップ片側) cm:77×59

63574860

¥10,000 肥満用 サイズ (ウエストベルトL×肩部ストラップ片側) cm:140×115





▶ トランスポートバッグ

63578021 8014

●保管、収納 ●持ち出し時等に役立ちます。 ¥6,000





▶ バッグ

63578020 8015

¥4,560

●保管、収納

●持ち出し時等に役立ちます。













¥2,800

▶ パテントボタンセット

●使用にはマグネットキーが必要です。

63574270 ¥1,500 セット内容 ¥1,000×1個 パテントボタン ¥500×1個 パテントピン 合計 ¥1,500

パテントボタン

63574310 ¥1,000

▶ パテントピン

63574311 ¥500

▶ マグネットキー

63574280 ¥1,500



¥2,800 63577300 セット内容 ターンボタン ¥1,800×1個 ¥1,000×1個 ターンピン

合計 ●使用にはターンキーが必要です。

▶ ターンボタン

63577700 ¥1,800

▶ ターンピン

¥1,000 63577100

▶ ターンキー

¥1,750 63577200

●ご注意/パテントボタン・パテントピンとターンボタン・ターンピンに互換性はありません。取り外しにはそれぞれマグネットキーとターンキーが必要です。



▶ 車イス用安全ベルトセット (3031)

63574400 ¥26,110

セット内容

バックレストベルト 63574410 ¥13,055×1個 腰ベルト 63574420 **¥13,055**×1個 合計 ¥26,110

●適用サイズ/腰まわりが70~110cmの方 サイズ(W×L)cm:〈腰ベルト〉13×122〈バックレストベルト〉18×167





▶ 車イス用サスペンダー

63578007 ¥13,300

●バックレストベルトが必要となります。

SEGUF**X**®

■ご使用上の注意

- セグフィックスは患者さんの人権を尊重し、患者さんができるだけ自由に 体を動かせる状態で、安全を確保することを目的に開発された商品です。 そのため、強度な固定を必要とする方にはお勧めできません。
- セグフィックスは患者さんの状況に合わせて調節・固定する部位と程度を 選ぶことができます。使用状況をみて、必要と思われる部位をご使用くだ さい。
- **3** 商品の性格上、患者さんが非常に強い動きをされる場合がありますので、 時折点検を行い、部品が傷んでいる場合は早めに交換を行ってください。
- 4 破損の程度によっては、修理できない場合がございますので、あらかじめ ご了承ください。パテントボタン等部分的に破損した場合には、必要部分 のみの販売も行っております。
- 5 セグフィックスは販売先を医療関係施設に限っております。必ず医師の監督の下でご使用ください。 上記以外の場所(在宅・その他)ではご使用にならないでください。そのような場所でのご使用による事故等につきましては、弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、製品の扱い方をご理解の上でご使用ください。事故等の防止のため、記載されている危険・注意事項をお守りください。

■洗濯をする場合のご注意



95℃までの温度で 洗濯できます。



漂白剤はお使いにならないでください。

本人や他の利用者などの 生命、身体を保護するた め、緊急やむを得ない場 合以外には使用しないで ください。

*セグフィックスの強度について

- *パテントボタン強度……コベルコ科研にて検査(3セット)
 - ①2.730N (278 kg (f))
 - 22.773N (283 kg (f))
 - 32.849N (290 kg (f))
- *ターンボタン強度……コベルコ科研にて検査(3セット)
 - ①6.987N (712 kg (f))
 - 26.767N (690 kg (f))

パテントボタンより約2.4倍の強度です。

36.910N (705 kg (f))

*洗濯方法及び漂白方法について

(北海道大学大学院情報科学研究科 生体システム工学部) *洗濯の方法および洗剤の選定について 血液、汗・体液、小便・大便が付着した場合、酵素が入った洗剤等を用いて、体温 (37℃) 以下のぬるま湯で、つけ洗い、あるいはつまみ洗いを行う。

*漂白剤について

塩素系の漂白剤は綿布であるセグフィックス布部をいた めるため使用しないよう。

*マグネットキーの磁力

370mt/min

●お求めとお問い合わせは

総輸入販売元 学 株式 フロンティア

本社/〒112-0001 東京都文京区白山2丁目30番5号 TEL.03-3830-7922 FAX.03-3830-7923 http://www.frontier-med.co.jp

- ●商品写真は印刷のため実際の色調と異なる場合がございます。
- ●商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ●商品は在庫を豊富にご用意しておりますが、万一品切れの節はお届けまで多少期間をいただく場合もございます。 ※本カタログに記載されております全商品の価格には、消費税は含まれておりません。